



Vzorčna kiveta; 25-milimetrska okrogla steklena; 6 kosov

Številka izdelka:	2401906
EUR Cena:	Kontakt
Na voljo	

Za uporabo s kolorimetri in spektrofotometri

Specifikacije

Dolžina optične poti:	25 mm okrogla
Material:	Steklo
Obseg dobave:	6 vzorčnih kivet s pokrovčki
Prostornina / velikost paketa:	6 kos 25-mililitrska; s pokrovčkom
Prostornina vzorca:	do 25 mL
Teža:	0,2 kg