



Pipeta, spremenljiva prostornina; 1,0 - 5,0 mL

Številka izdelka:	BBP065
EUR Cena:	Kontakt
Na voljo	

Nove enokanalne pipete podjetja Hach s spremenljivo prostornino in izpodrivom zraka so zasnovane robustno in udobno, imajo tanek izbrizg iz konice in omogočajo delo z eno roko. Izjemna natančnost z nastavitvami v korakih po 50 µL (0,05 mL). Idealno za uporabo z reagenti HACH LCK. Priloženo poročilo o umerjanju in orodje za vzdrževanje.

Konice pipet naprodaj ločeno (BBP068).

Specifikacije

Prostornina / velikost paketa:	1 vsaka
Vsebina paketa:	Pipeta 1,0 - 5,0 mL, orodje za vzdrževanje, potrdilo o umerjanju, osnovni priročnik.
	Konice niso priložene in jih je treba kupiti ločeno.

Vsebina paketa

Pipeta 1,0 - 5,0 mL, orodje za vzdrževanje, potrdilo o umerjanju, osnovni priročnik. Konice niso priložene in jih je treba kupiti ločeno.