



Pipeta, spremenljiva prostornina; 0,1 - 1,0 mL

Številka izdelka: **BBP078**

EUR Cena: Kontakt

Na voljo

Nove enokanalne pipete podjetja Hach s spremenljivo prostornino in izpodrivom zraka so zasnovane robustno in udobno, imajo tanek izbrizg iz konice in omogočajo delo z eno roko. Izjemna natančnost z nastavitvami v korakih po 5 µL (0,005 mL). Idealno za uporabo z reagenti HACH LCK. Priloženo poročilo o umerjanju in orodje za vzdrževanje.

Konice pipet naprodaj ločeno (BBP079).

Specifikacije

Prostornina / velikost paketa: 1 vsaka

Vsebina paketa: Pipeta 0,1 - 1,0 mL, orodje za vzdrževanje, potrdilo o umerjanju, osnovni priročnik.

Konice niso priložene in jih je treba kupiti ločeno.

Vsebina paketa

Pipeta 0,1 - 1,0 mL, orodje za vzdrževanje, potrdilo o umerjanju, osnovni priročnik. Konice niso priložene in jih je treba kupiti ločeno.