



Elektronska pipeta s spremenljivo prostornino

Številka izdelka:	BBP087
EUR Cena:	Kontakt
Na voljo	

Izjemna natančnost: elektronska pipeta Tensette plus

Elektronska pipeta, spremenljiva prostornina 0,2 - 5,0 mL, priloženo stojalo, baterija in napajalnik

Konice so naprodaj ločeno.

Intuitivno krmarjenje po meniju

Vnaprej odmerjena prostornina za kivetne teste LCK

Natančnost in zanesljivost

Enostavna in varna za uporabo

Specifikacije

Vsebina paketa:	Elektronska pipeta 0,2 - 5,0 mL, stojalo, baterija, napajalnik, osnovni priročnik.
	Konice niso priložene in jih je treba kupiti ločeno.

Vsebina paketa

Elektronska pipeta 0,2 - 5,0 mL, stojalo, baterija, napajalnik, osnovni priročnik. Konice niso priložene in jih je treba kupiti ločeno.