



Kolorimeter POCKET II Kolorimeter za analizo COD (nizki razpon)

Številka izdelka: 5953000V.03

ZASTAREL IZDELEK
Ta izdelek ni več na voljo.

Majhen, a zanesljiv pri vodoodporni analizi

Prenosni kolorimeter, programiran za določanje kemijske potrebe po kisiku, z nizkim razponom in s kivetnimi testi. Priložena je torbica z baterijami in navodili za uporabo.

Preprosto: vse funkcije so na voljo prek samo štirih tipk

Napajanje: baterijsko napajanje za do 2000 testov

Natančna merjenja: tudi v zahtevnih pogojih, zahvaljujoč osvetlitvi in velikim prikazom na zaslonu

Zanesljivi rezultati brez priklopa na električno omrežje

Trpežna, a lahka konstrukcija

Specifikacije

Garancija:	24 mesecev
Merilno območje:	15 - 150 mg/L O ₂ / 50 - 300 mg/L O ₂
Parameter:	COD LR (primerno za LCK314, 614)
Vsebina paketa:	Vsak instrument kolorimetra Pocket II je dobavljen kot komplet, ki je pripravljen za takojšnjo uporabo in vključuje komplet reagentov (vnaprej odmerjeni reagenti za enkratni odmerek), vzdržljivo torbico po meri ter priročnik.

Vsebina paketa

Vsak instrument kolorimetra Pocket II je dobavljen kot komplet, ki je pripravljen za takojšnjo uporabo in vključuje komplet reagentov (vnaprej odmerjeni reagenti za enkratni odmerek), vzdržljivo torbico po meri ter priročnik.