



Kolorimeter POKET II Kolorimeter za analizo fosfata

Številka izdelka:

5953000V.05

ZASTAREL IZDELEK
Ta izdelek ni več na voljo.

Majhen, a zanesljiv pri vodoodporni analizi

Prenosni kolorimeter, programiran za določanje koncentracije fosfata s kivetnimi testi. Priložena je torbica z baterijami in navodili za uporabo.

Preprosto: vse funkcije so na voljo prek samo štirih tipk

Napajanje: baterijsko napajanje za do 2000 testov

Natančna merjenja: tudi v zahtevnih pogojih, zahvaljujoč osvetlitvi in velikim prikazom na zaslonu

Zanesljivi rezultati brez priklopa na električno omrežje

Trpežna, a lahka konstrukcija

Specifikacije

Merilno območje:

0.5 - 5.0 mg/L PO₄-P / 0.05 - 1.5 mg/L PO₄-P / 2.0-20.0 mg/L PO₄-P

Parameter:

Fosfat (primerno za LCK348, 349, 350)

Vsebina paketa:

Vsak instrument kolorimetra Pocket II je dobavljen kot komplet, ki je pripravljen za takojšnjo uporabo in vključuje komplet reagentov (vnaprej odmerjeni reagenti za enkratni odmerek), vzdržljivo torbico po meri ter priročnik.

Vsebina paketa

Vsak instrument kolorimetra Pocket II je dobavljen kot komplet, ki je pripravljen za takojšnjo uporabo in vključuje komplet reagentov (vnaprej odmerjeni reagenti za enkratni odmerek), vzdržljivo torbico po meri ter priročnik.