



LS120 Stresalnik za analizo surfaktantov

Številka izdelka:	LQV148.99.10001
EUR Cena:	Kontakt
Na voljo	

Za ekstrakcijo organske faze, vstavka za 8 kivet, samodejna zaustavitev.

Specifikacije

Dimenzija (v x š x g):	116 mm x 176 mm x 240 mm
Garancija:	24 mesecev
Jeziki v navodilih za uporabo:	Angleščina, francoščina, nemščina, italijanščina, španščina, nizozemščina, švedščina, danščina, poljščina
Omrežni priključek:	47 Hz - 63 Hz
Parameter:	Surfactants
Teža:	2.9 kg