



Standard formazina za merjenje motnosti, 4000 NTU, 500 mL

Številka izdelka:

246149

Nearno

EUR Cena:

Kontakt

Na voljo



Standard za merjenje motnosti lahko redčite za uporabo s poljubnim turbidimetrom družbe Hach.

Specifikacije

Koncentracija:	4000 NTU
Merilno območje:	N/A
Parameter:	Turbidity
Pogoji skladiščenja:	Store in a cool, dark place, away from direct sunlight
Prostornina / velikost paketa:	500 mL 500 mL