



Tester Pocket Pro+ Multi 1 za prevodnost/skupna koncentracija raztopljenih trdnih snovi/slanost z izmenljivim senzorjem

Številka izdelka: 9532700
EUR Cena: Kontakt
Na voljo

Za meritve brez uganj.

Testerji Pocket Pro in Pro+ družbe Hach zagotavljajo točne rezultate z vgrajeno diagnostiko, zamenljivimi baterijami in velikim LCD-zaslonom za enostavno branje.

Zaupanje v rezultate

Nič več uganja pri umerjanju in čiščenju senzorjev z vgrajeno diagnostiko.

Prihranite čas in denar

Zaradi bateriji AAA, ki jih je mogoče enostavno zamenjati, ter priročnih posod za vzorce so vzdrževanje in meritve povsem preprosti.

Enostavna uporaba

Na velikem LCD-zaslону boste enostavno prebrali podatke, osvetlitev ozadja, ki je na voljo v modelih z izmenljivim senzorjem, pa omogoča meritve v skoraj vsakem okolju.

Specifikacije

Accuracy:	Skupna koncentracija raztopljenih trdnih snovi: $\pm 1 \%$
Delovna temperatura:	od 0 do 50 °C
Garancija:	24 mesecev
IP ocena ohišja:	IP67
Jeziki v navodilih za uporabo:	Angleščina, francoščina, nemščina, italijanščina, španščina
Osvetlitev ozadja:	Da
Parameter:	Prevodnost, skupna koncentracija raztopljenih trdnih snovi, slanost, temperatura
Prostornina vzorca:	9 mL
Range:	Skupna koncentracija raztopljenih trdnih snovi: samodejna izbira razpona (od 0,0 do 99,9 ppm; od 100 do 999 ppm; od 1,00 do 10,00 ppt)
Resolution:	Skupna koncentracija raztopljenih trdnih snovi: 0,1 ppm od 0,0 do 99,9 ppm; 1 ppm od 100 do 999 ppm; 0,01 ppt od 0,00 do 10,00 ppt
TDS factor:	nastavljiv; privzeto 0,71
Vsebina paketa:	Vključuje: tester, 4 baterije AAA, vrvico in vodnik za hitro nastavitev.
Zahteve baterije:	4, AAA

Vsebina paketa

Vključuje: tester, 4 baterije AAA, vrvico in vodnik za hitro nastavitev.