



HQD Stojalo za merilnik

Številka izdelka: 4754900

EUR Cena: Kontakt

Datum pošiljanja ni prikazan

Custom-fit for all portable HQD meters (without protective glove), this stand is perfect for use in the laboratory or other applications where hands-free operation is desired. Black molded plastic is durable and easy to clean.

Stojalo se povsem prilega vsem merilnikom HQD (brez zaščitnega etuija) in primerno za laboratorijsko uporabo ali druge aplikacije, pri katerih je zaželena prostoročna uporaba. Črna lita plastika je izjemno trpežna in enostavna za čiščenje.