



Prenosna trpežna terenska torbica HQd za tri trpežne sonde

Številka izdelka: 8505501

ZASTAREL IZDELEK
Ta izdelek ni več na voljo.

Trpežna terenska torbica

Includes empty case and insert for meter and probe storage, 4 x containers for sample collection, and 1 x 500mL wash bottle. For 3 outdoor probes with 5m cable.

Trpežna terenska torbica vsebuje po meri oblikovane penaste vstavke, ki držijo merilnik, sonde in dodatno opremo na mestu. Vsebuje tri trpežne sonde s 5-metrskim kablom.

Vzdržljiva in trpežna terenska torbica je priročna in vsebuje prostor za posode za zbiranje vzorcev, merilnik in trpežne sonde

Merilnik in sonde so zaščiteni z vzdržljivimi penastimi vstavki

Specifikacije

Dimenzija (v x š x g): 432 mm x 673 mm x 254 mm