



Sension+ Kombinirana pH-elektroda (umazani vzorci)

Številka izdelka: LZW5011T.97.002
EUR Cena: Kontakt
Na voljo

pH-elektroda z odprto krožno membrano in trdnimi elektroliti. Samodejna temperaturna kompenzacija. Stekleno ohišje. Razpon pH 2–14, 0–80 °C. 1-metrski kabel. Za namizni merilnik.

Elektroda je primerna za odplake, umazane vzorce, viskozne medije in hrano. Odprta diafragma okoli membrane olajša meritve v nekaterih medijih, ki drugim elektrodam povzročajo težave.

Automatic temperature compensation

Built-in Pt1000 temperature sensor.

Specifikacije

Accuracy:	pH 0,002 z merilnikom pH31
Dimenzija (d x g):	12 mm x 130 mm
Dolžina:	130 mm
Dolžina kabla:	1 m
Garancija:	6 mesecev
Material:	Ohišje senzorja: stekleno
Merilno območje:	2 - 14 pH
Parameter:	pH
Posebna značilnost:	Trden gel za visoko vsebnost trdnih snovi
Priključek:	BNC for pH + Banana for Pt 1000
Raztopina za polnjenje:	Trdni polimer za enkratno polnjenje
Spoj sonde:	Odpri
Temperaturni senzor:	Pt 1000
Temperaturno območje:	0 - 80 °C
Termistor:	Pt1000
Vrsta senzorja:	Steklo
Vrsta sonde:	Laboratorijska