



Sension+ Kombinirana pH-elektroda s tekočino, s srebrno ionsko pregrado

Številka izdelka: LZW5014T.97.002

EUR Cena: Kontakt
Na voljo

pH-elektroda s tekočino (za večkratno polnjenje) z 2 keramičnima diafragmama in srebrno ionsko pregrado. Samodejna temperaturna kompenzacija. Stekleno ohišje. Razpon pH 0–14; od – 10 do 100 °C. 1-metrski kabel. Za namizni merilnik.

Ta pH-elektroda je primerna za splošne vodne medije in za vzorce, ki vsebujejo žveplo, zmanjšujejo sladkorje ali druge snovi, ki reagirajo s srebrnimi ioni.

Stabilnost referenčne elektrode zaradi vložka v tulcu in zasnove s srebrno (Ag^+) ionsko pregrado.

For samples containing sulphurs, reducing sugars or other substances which react with silver ions.

Ag^+ ion barrier reference design.

High stability and long lifetime

Encapsulated reference system.

Specifikacije

Accuracy:	pH 0,002 z merilnikom MM374
Dimenzija (d x g):	12 mm x 130 mm
Dolžina:	130 mm
Dolžina kabla:	1 m
Garancija:	6 mesecev
Material:	Ohišje senzorja: stekleno
Merilno območje:	0 - 14 pH
Parameter:	pH
Posebna značilnost:	Združljivo s TRIS
Priključek:	BNC for pH + Banana for Pt 1000
Raztopina za polnjenje:	LZW9500.99 KCl 3M
Spoj sonde:	2 x keramični zatič
Temperaturni senzor:	Pt 1000
Temperaturno območje:	-10 - 100 °C
Termistor:	Pt1000
Vrsta senzorja:	Steklo

Vrsta sonde:

Laboratorijska