



Sension+ Kombinirana pH-elektroda (težavni vzorci)

Številka izdelka:	LZW5021T.97.002
EUR Cena:	Kontakt
Na voljo	

pH-elektroda s tekočino (za večkratno polnjenje) s tulčasto membrano. Samodejna temperaturna kompenzacija. Stekleno ohišje. Razpon pH 0–14; 0–60 °C. 1-metrski kabel. Za namizni merilnik.

Ta elektroda je primerna za najtežavnejše vzorce, npr. za vzorce z nizko ionsko močjo, kreme, emulzije, zelo viskozne vzorce, vina, barvo in vzorce s koloidi. Vložek v tulcu zagotavlja stabilnost elektrode.

Fast responding

Large cylindrical pH glass membrane, sleeve diaphragm.

High stability and long lifetime

Encapsulated Ag/AgCl reference system

Automatic temperature compensation

Built-in Pt1000 temperature sensor.

Specifikacije

Accuracy:	pH 0,002 z merilnikom MM374
Dimenzija (d x g):	12 mm x 130 mm
Dolžina:	130 mm
Dolžina kabla:	1 m
Garancija:	6 mesecev
Material:	Ohišje senzorja: stekleno
Merilno območje:	0 - 14 pH
Parameter:	pH
Posebna značilnost:	Nezamašljivi tulčni spoj za nizko ionsko moč.
Priključek:	BNC for pH + Banana for Pt 1000
Raztopina za polnjenje:	LZW9500.99
Spoj sonde:	Odpiranje s tulcem
Temperaturni senzor:	Pt 1000
Temperaturno območje:	0 - 60 °C
Termistor:	Pt1000
Vrsta senzorja:	Steklo

Vrsta sonde:

Laboratorijska