



Sension+ Elektroda ORP/redoks s tekočim elektrolitom, za večkratno polnjenje

Številka izdelka: LZW5057.97.0002
EUR Cena: Kontakt
Datum pošiljanja ni prikazan

Elektroda ORP/redoks s tekočim elektrolitom in platinasto žico. Stekleno ohišje. Razpon ± 2000 mV, 0–80 °C. Za namizni merilnik.

Specifikacije

Accuracy:	0,2 mV z merilnikom pH31
Dimenzija (d x g):	12 mm x 130 mm
Dolžina:	130 mm
Dolžina kabla:	1 m
Garancija:	12 mesecev
Material:	Ohišje senzorja: stekleno
Merilno območje:	± 2000 mV
Parameter:	ORP
Priključek:	BNC Connector
Raztopina za polnjenje:	LZW9500.99 KCl 3M
Spoj sonde:	Keramični zatič
Temperaturno območje:	0 - 80 °C
Termistor:	-
Vrsta:	Lab
Vrsta senzorja:	Platina
Vrsta sonde:	Laboratorijska