



Sension+ 5130 Prenosna polarografska sonda za raztopljeni kisik

Številka izdelka: LZW5130.97.0002

EUR Cena: Kontakt

Datum pošiljanja ni prikazan

Polarografska sonda za raztopljeni kisik (DO) s kablom dolžine 1 m in priključkom MP5 za uporabo s prenosnimi merilniki.

Polarografska sonda za raztopljeni kisik z vzdržljivim plastičnim ohišjem, zamenljivo membrano, prepustno za kisik, referenčnim elektrolitom za večkratno polnjenje in vgrajenim senzorjem za temperaturo. Sonda ima fiksni kabel dolžine 1 m in priključek MP5 za uporabo s prenosnimi merilniki raztopljenega kisika. Sonda je odpremljena skupaj s 30-mL steklenico elektrolitske raztopine, dvema membranskima moduloma in trakovi za poliranje.

Elektroda je idealna za merjenje raztopljenega kisika pri splošni uporabi vodnih medijev, še posebej na terenu.

Opomba: sonda SENSION+ 5130 za raztopljeni kisik je združljiva z različicami merilnika SENSION+ DO6, proizvedenimi od januarja 2013. Če želite poskrbeti za skladnost z vašim merilnikom SENSION+ DO6, se za pomoč obrnite na podporo.

Specifikacije

Accuracy:	±0,5 mg/L
Dimenzija (d x g):	12 mm x 120 mm (brez ročaja)
Dolžina:	120 mm (brez ročaja)
Dolžina kabla:	1 m
Garancija:	6 mesecev
Material:	Ohišje sonde: ABS in POM (najlon)
Merilno območje:	0.03 mg/L - nasičenost
Parameter:	Dissolved Oxygen
Priključek:	Sension+ MP5
Raztopina za polnjenje:	2759123
Temperaturno območje:	0 - 50 °C
Termistor:	Vgrajeni 30-kiloohmski NTC
Vrsta:	Prenosen
Vrsta senzorja:	Zamenljiva membrana iz PTFE-ja; platinasta katoda; srebrna anoda
Vrsta sonde:	Prenosna polarografska sonda za raztopljeni kisik

Obvezni pripomočki

- Filling Solution, Internal, Polarographic DO, 50 mL (Item 2759126)