



Sension+ Elektroda ORP/redoks z elektrolitom v gelu, keramična diafragma

Številka izdelka: LZW5055.97.0002

EUR Cena: Kontakt

Na voljo

Elektroda ORP/redoks s platinasto žico. Ohišje iz polikarbonata. Razpon ± 2000 mV, 0–80 °C. Malo vzdrževanja. Za prenosne merilnike.

Specifikacije

Accuracy:	1 mV z merilnikom pH1
Dimenzija (d x g):	12 mm x 85 mm (brez ročaja)
Dolžina:	85 mm (brez ročaja)
Dolžina kabla:	1 m
Garancija:	6 mesecev
Material:	Ohišje senzorja: polikarbonatno
Merilno območje:	± 2000 mV
Parameter:	ORP
Raztopina za polnjenje:	Gel za enkratno polnjenje
Spoj sonde:	Keramični zatič
Temperaturno območje:	0 - 80 °C
Termistor:	-
Vrsta:	Prenosen
Vrsta senzorja:	Platinasti varovalni obroček
Vrsta sonde:	Prenosna