



Sension+ Elektroda ISE, natrij (Na⁺), fiksni kabel 1 m, BNC

Številka izdelka: LZW9650.97.0002

EUR Cena: Kontakt

Datum pošiljanja ni prikazan

Ionsko selektivna indikatorska elektroda za merjenje natrija. Razpon 0,05–23.000 mg/L Na⁺, 0–60 °C. S kablom dolžine 1 m in konektorjem BNC.

Specifikacije

Accuracy:	± 0,02 mV ali 0,05 %, kar je višje (odvisno od aplikacije)
Dimenzija (d x g):	12 mm x 120 mm
Dolžina:	120 mm
Dolžina kabla:	1 m
Garancija:	6 mesecev
ISA pogoj:	4451569
Material:	Ohišje senzorja: stekleno
Merilno območje:	0.05 - 23000 mg/L 0,05–23.000 mg/L Na
Parameter:	Sodium
Posebna značilnost:	Samo indikator; potrebna je referenčna elektroda.
Priključek:	BNC Connector
Raztopina za polnjenje:	-
Spoj sonde:	-
Temperaturno območje:	0 - 60 °C
Termistor:	-
Vrsta:	Lab ISE, potrebna referenčna
Vrsta senzorja:	Steklena selektivna membrana za natrij
Vrsta sonde:	Laboratorijska semikiveta ISE

Obvezni pripomočki

- Sension+ Electrolyte Solution 0.1M for ISE Electrodes, 125 mL (Item LZW9901.99)