



Standardna raztopina amonija; 50 mg/L $\text{NH}_4\text{-N}$, 100 mL

Številka izdelka:	LCA503
EUR Cena:	Kontakt
Na voljo	

Standardna raztopina amonija s 50 mg/L $\text{NH}_4\text{-N}$, za nadzor kakovosti s kivetnim testom za amonij LCK503. Standardna raztopina amonija LCA503 je primerna tudi za nadzor kakovosti z analizatorjem amonija AMTAX sc.

Specifikacije

Koncentracija:	50 mg/L $\text{NH}_4\text{-N}$
Parameter:	Amonij
Pogoji skladiščenja:	15 - 25 °C (zaščiteno pred svetlobo)
Prostornina / velikost paketa:	100 mL