



Steklenička za dolivanje v dispencer SwifTest kalijevega jodida

Številka izdelka: 107760

EUR Cena: Kontakt

Datum pošiljanja ni prikazan

Nearno



Steklenička za zamenjavo za reagent za dispencer Swiftest kalijevega jodida. V uporabi z amperometričnim titratorjem Autocat 9000 za določanje skupnega klora. Približno 300 testov.

Specifikacije

Ime metode:	Amperometrična titracija
Inštrument:	Autocat 9000
Merilno območje:	0,0012 - 5,000 mg/L Cl ₂
Platforma:	Swiftest
Številka metode:	8168