



Pipeta, serološka, steklo, 25 mL

Številka izdelka: 206640

EUR Cena: Kontakt

Datum pošiljanja ni prikazan

Graduirane steklene pipete. Umerjanje na količino TD. Izdelani v skladu s specifikacijami standarda ASTM E1044.

Specifikacije

Graduations:	0.1 mL
Inštrument:	Vse razen DR/4000, PC II
Kapaciteta:	25 mL
Prostornina / velikost paketa:	1 vsaka
Številka metode:	8006