



Pipeta, merilna, steklena, 5 mL

Številka izdelka: 2093437

ZASTAREL IZDELEK
Ta izdelek ni več na voljo.

Pipete razreda B z umerjanjem TD. Permanentna rjava merilna skala, vdelana v telo pipete. Barvno kodiranje za prostornino. Kaljene konice za trpežnost. Izdelano v skladu z zahtevami standarda ASTM E1293, razred B, slog 1.

Specifikacije

Graduations:	0.1 mL
Kapaciteta:	5,0 mL
Prostornina / velikost paketa:	1 vsaka