



## Pipeta, merilna, polipropilen, 10 mL

Številka izdelka: 210638

**ZASTAREL IZDELEK**  
Ta izdelek ni več na voljo.

Graduirane prosojne pipete iz polipropilena Idealne za analizo kremenca Dovoljeno avtoklaviranje (pri temperaturah nad 60 °C so možna odstopanja v prostornini).

---

### Specifikacije

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Graduations:                   | 0.1 mL  |
| Kapaciteta:                    | 10 mL   |
| Prostornina / velikost paketa: | 1 vsaka |