



Pipeta, merilna, polipropilen, 10 mL, 12 kosov

Številka izdelka: 210668

ZASTAREL IZDELEK
Ta izdelek ni več na voljo.

Graduirane prosojne pipete iz polipropilena Idealne za analizo kremenca Dovoljeno avtoklaviranje (pri temperaturah nad 60 °C so možna odstopanja v prostornini).

Specifikacije

Graduations:	0.1 mL
Kapaciteta:	10 mL
Prostornina / velikost paketa:	12 /pk