



Konice pipet, pipeta Tensette 1970010, 1,0 - 10,0 mL, nesterilno, 250 kosov

Številka izdelka: 2199725

EUR Cena: Kontakt
Odprema v 2 tednih

Točno in varčno pipetiranje s pipetami TenSette družbe Hach. Enokanalne pipete z izpodrivom zraka so na voljo v dveh modelih: s prostornino 0,1 - 1,0 mL (v korakih po 0,1 mL) ali 1,0 - 10,0 mL (v korakih po 1,0 mL). Nastavitev prostornine s preprostim zasukom vrha.

Specifikacije

Prostornina / velikost paketa: 250 /pk