



Dispenzer Swiftest za večje količine kalijevega jodida, s stekleničko za dolivanje kalijevega jodida

Številka izdelka:

2834100

Nearno

EUR Cena:

Kontakt

Odprema v 2 tednih



Za določitev skupnega klora z amperometričnim titratorem za klor Autocat 9000. Vključuje dispenzer Swiftest in stekleničko z dovolj reagenta za približno 300 testov.

Hitro in enostavno dodajanje reagenta

Idealno za testiranje večjih količin skupnega klora s Hachovim izredno kakovostnim praškom kalijevega jodida.

Za dodajanje praška samo stisnite

Posode za reagent ni potrebno odpirati. Manj odpadne embalaže.

Barvno označen po parametrih

Ročaj dispenzerja Swiftest je barvno označen in omogoča enostavno prepoznavanje parametrov.

Specifikacije

Ime metode: Amperometrična titracija

Platforma: Swiftest

Obvezni pripomočki

- Steklenička za dolivanje v dispenzer SwiftTest kalijevega jodida (Item 107760)