



Kovček s kompletom za več testov (147 x 224 x 171 mm), modri polipropilen

Številka izdelka:	4660200
EUR Cena:	Kontakt
Na voljo	

Trpežen nosilni kovček iz modrega polipropilena omogoča enostavno prenašanje opreme za testiranje na terenu.

Zložljivi ročaj na pokrovu omogoča enostavno zlaganje

Vsebina se prenaša v pokončnem položaju

Vključuje ploske vdolbine za označevanje

Specifikacije

Dimenzija (v x š x g):	147 mm x 224 mm x 171 mm
Višina:	5.8 in
Vrsta primera:	D