



Reagenti za prosti klor Chemkey (300 v ovoju)

Številka izdelka:	8499300
EUR Cena:	Kontakt
Na voljo	

Prosti klor Chemkeys, razpon 0,04 - 4,00 mg/L Cl₂. Za prenosni vzporedni analizator (PPA) SL1000. 12 škatel po 25 (300 testov skupne količine).

Specifikacije

Merilno območje:	0,04 - 4,00 mg/L Cl ₂
Parameter:	Prosti klor
Platforma:	Chemkeys
Prostornina / velikost paketa:	pk/300
Številka metode:	10260