



Reagenti za prosti klor Chemkey (25 v škatli)

Številka izdelka:	9429000
EUR Cena:	Kontakt
Na voljo	

Prosti klor Chemkeys, razpon 0,04 - 4,00 mg/L Cl₂. Za prenosni vzporedni analizator (PPA) SL1000.

Specifikacije

Merilno območje:	0,04 - 4,00 mg/L Cl ₂
Parameter:	Prosti klor
Platforma:	Chemkeys
Prostornina / velikost paketa:	pk/25
Številka metode:	10260