



Reagenti za nitrit Chemkey (25 v škatli)

Številka izdelka:	9429300
EUR Cena:	Kontakt
Odprema v 2 tednih	

Nitrit Chemkeys, razpon 0,005–0,6 mg/L NO₂-N. Za prenosni vzporedni analizator (PPA) SL1000.

Specifikacije

Inštrument:	SL1000
Merilno območje:	0,005 - 0,600 mg/L NO ₂ -N
Parameter:	Nitrit
Platforma:	Chemkeys
Prostornina / velikost paketa:	pk/25