



Reagenti za monokloramin Chemkey (25 v škatli)

Številka izdelka: **9429400**

EUR Cena: Kontakt

Odprema v 2 tednih

Monokloramin Chemkeys, razpon 0,04-4,0 mg/L Cl₂. Za prenosni vzporedni analizator (PPA) SL1000.

Specifikacije

Merilno območje:	0,04 - 4,00 mg/L Cl ₂
Parameter:	Monokloramin
Platforma:	Chemkeys
Prostornina / velikost paketa:	pk/25