



Be Right™



Celoten komplet prenosnega vzporednega analizatorja (PPA) SL1000

Številka izdelka: LPV443.99.20002

EUR Cena: Kontakt

Odprema v 1 tednu

Testiranje kakovosti vode - izredno poenostavljeno.

Prenosni vzporedni analizator (PPA) Hach SL1000 izvaja enake teste, a z več kot polovico manj ročnih korakov. Zagotavlja izjemno hitre in izredno natančne rezultate z manj možnosti napak. Istočasno lahko testirate do šest parametrov.

Manj odstopanj

Ne uporabljajte ročnih postopkov, saj lahko pride do odstopanj tudi pri izkušenih izvajalcih testov. Zaradi avtomatizacije in notranjega nadzora temperature je celoten postopek zanesljiv in ponovljiv, pri tem pa se uporabljajo enaki postopki in reagenti kot pri trenutnih metodah Hach.

Manj težav

En sam instrument združuje kolorimetrično in elektrokemijsko testiranje v terenskem kompletu, ki ne potrebuje velike dodatne opreme. Ne potrebujete nobenih praškastih reagentov ali steklenih vial. Vložek Chemkey vsebuje vse kemikalije in postopke.

Hitrejše testiranje

Hkrati lahko izvajate do štiri kolorimetrične meritve in dve meritvi na podlagi sonde, za izvedbo celotnega nabora testov pa porabi 75 odstotkov manj časa. Omogoča izvajanje več testov na mestu samem, hitrejšo pridobitev potrebnih rezultatov in obisk več lokacij v eni izmeni.

Tehnologija vložkov Chemkey

Reagenti Chemkey vsebujejo enake kemikalije in izvajajo enake korake postopkov, ki jim zaupate že desetletja – sedaj v preprostem in samostojnem kompletu. Odobreno s strani EPA za poročanje o prostem in skupnem kloru za aplikacije v pitni vodi.

Specifikacije

Certificiranje:	Skladnost s CE
Delovna temperatura:	5 - 50 °C /največ 85 % relativna vlažnost (brez kondenzacije)
Garancija:	2 leti
Instrument Bundle:	Full SL1000 Portable Parallel Analyser (PPA) Standard Kit
Lamp Type:	Svetleča dioda (LED)
Merilni način:	Prepustnost (%), absorbanca in koncentracija
Obseg dobave:	SL1000 meter, carrying case, 1 instrument sample cup, 2 electrode sample cups, rechargeable battery, battery charger, hand strap, instrument manual, and USB cable plus 1 pH electrode, 1 conductivity electrode and 1 box each of Free Chlorine, Total Chlorine, Monochloramine, Nitrite and Free Ammonia Chemkeys.
Ocena ohišja:	IP64
Pogoji skladiščenja:	-20 - 60 °C /največ 85 % relativna vlažnost (brez kondenzacije)
Razred zaščite:	III
Region:	EU

Vmesniki:	Mini USB
Zahteve baterije:	Polnilne Litij-Ion baterije
Življenska doba baterije:	>200 testov Chemkey na en čas napolnjenosti baterije

Vsebina paketa

Merilnik SL1000, torbico, 1 posodo za vzorce za instrument, 2 posodi za vzorce za elektrodi, akumulatorske baterije, polnilnik baterij, zapestni trak, navodila za uporabo in kabel USB + 1 pH-elektrodo, 1 prevodnostno elektroda in po 1 škatlo prostega in skupnega klora, monokloramina, nitrita in prostega amoniaka Chemkeys.