



Kivetni test za permanganatni indeks 0,5 - 10 mg/L O₂ (KPKMn)

Številka izdelka:

LCK394

EUR Cena:

Kontakt

Na voljo

Nearno



Kivetni testi LCK: majhne količine reagentov, veliko varnosti.

Vnaprej odmerjeni reagenti za največjo možno varnost. Preprosti za uporabo in s fotometričnim vrednotenjem, zapakirani v popolnoma opremljeni škatli. Prijazno do okolja zaradi manj kemikalij.

Natančne in zanesljive vrednosti merjenj

Zaprt sistem in majhne količine reagentov zagotavljajo največjo možno varnost uporabnikov

Priročno odmerjanje reagentov brez napak

Oznaka s črtno kodo za samodejno prepoznavo v fotometru

Specifikacije

EPA compliant:	n.p.
Ime metode:	ISO 8467
Inštrument:	DR1900, DR3900, DR6000, DR2800, DR3800, DR5000
Merilno območje:	0,5 - 10 mg/L O ₂
Opis:	Permanganatni indeks (KPKMn)
Parameter:	KPKMn
Platforma:	LCK
Pogoji skladiščenja:	15 - 25 °C (zaščiteno pred svetlobo)
Potrebna digestija:	Da
Standard method:	ISO 8467
Število testov:	25