



Anionski surfaktanti, kivetni test; 0,1–4,0 mg/L

Številka izdelka:

LCK432

EUR Cena:

Kontakt

Na voljo

Nearno



Kivetni testi LCK: majhne količine reagentov, veliko varnosti.

Pripravljen za uporabo, zagotavlja največjo možno varnost, je preprost za uporabo, ima fotometrični sistem vrednotenja in je prijazen do okolja

Natančne in zanesljive vrednosti merenj

Zaprt sistem in majhne količine reagentov zagotavljajo največjo možno varnost uporabnikov

Priročno odmerjanje reagentov brez napak

Oznaka s črtno kodo za samodejno prepoznavo v fotometru

Razlikovanje med testi in merilnimi območji z barvnim kodiranjem

Specifikacije

EPA compliant:	n.p.
Ime metode:	ISO 7875-1-2-1984, DIN 38409-H 23-1
Inštrument:	DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000
Merilno območje:	0.1 - 4.0 mg/L
Opis:	Sodium Dodecylbenzene Sulphonate
Parameter:	Surfaktanti, anionski
Platforma:	LCK
Pogoji skladiščenja:	15 - 25 °C
Standard method:	ISO 7875-1
Število testov:	25