



Reagenti Chemkey za raztopljeno železo (25 v škatli)

Številka izdelka: 8636000

EUR Cena: Kontakt

Na voljo

Reagenti Chemkey za raztopljeno železo, merilno območje 0.05 - 3.00 mg/L Fe. Za vzporedni prenosni analizator (PPA).

Specifikacije

Merilno območje:	0,05 - 3,00 mg/L Fe
Parameter:	Raztopljeno železo
Platforma:	Chemkeys
Prostornina / velikost paketa:	pk/25
Vsebina paketa:	25 Chemkeys

Vsebina paketa

25 Chemkeys