



## Reagenti Chemkey za totalno alkalnost - visoko merilno območje (25 v škatli)

Številka izdelka: **8636100**

EUR Cena: Kontakt

Na voljo

Reagenti Chemkey za totalno alkalnost, visoko merilno območje 200 - 700 ml/L. Za vzporedni prenosni analizator (PPA).

---

### Specifikacije

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Ime metode:                    | Colorimetric                     |
| Merilno območje:               | 200 - 700 mg/L CaCO <sub>3</sub> |
| Parameter:                     | Totalna alkalnost                |
| Platforma:                     | Chemkeys                         |
| Prostornina / velikost paketa: | pk/25                            |
| Številka metode:               | 10283                            |