



Reagenti Chemkey za trdoto - visoko merilno območje (25 v škatli)

Številka izdelka:	8636300
EUR Cena:	Kontakt
Na voljo	

Reagenti Chemkey za trdoto, visoko merilno območje 90 - 750 mg/L CaCO₃. Za vzporedni prenosni analizator (PPA).

Specifikacije

Merilno območje:	90 - 750 mg/L CaCO ₃
Parameter:	Trdota
Platforma:	Chemkeys
Prostornina / velikost paketa:	pk/25