



Komplet reagentov za klor/ozon; 0,03–0,4/0,05–1,5 mg/L Cl₂

Številka izdelka:

LCW510

Nearno

EUR Cena:

Kontakt

Na voljo



Specifikacije

Ime metode:	DPD
Merilno območje:	0,03 - 0,4 mg/L Cl ₂ /O ₃ (pravokotna kiveta; 50-milimetrska)
Opis:	Prosti/skupni klor in ozon, dva merilna razpona
Parameter:	Klor/ozon
Posebni zapiski:	Za visok razpon: LCW906, za nizek razpon LZP341
Reference method:	ISO 7393-2
Število testov:	100