



Reagenti za prosti & skupni amoniak in monokloramin Chemkey (25 v vsaki škatli)

Številka izdelka: 8791900

EUR Cena: Kontakt

Odprema v 2 tednih

Prosti & skupni amoniak, razpon od 0,05 do 0,50 mg/L $\text{NH}_3\text{-N}$ (prosti amoniak) / od 0,05 do 1,50 mg/L $\text{NH}_3\text{-N}$ (skupni amoniak z največ 0,50 mg/L prostega amoniaka) in monokloramin, razpon od 0,04 do 4,0 mg/L Cl_2 , Chemkeys. Za prenosni vzporedni analizator (PPA) SL1000.

Specifikacije

Kit Option:	Free & Total Ammonia, and Monochloramine
Merilno območje:	Prosti amoniak: 0,05 - 0,50 mg/L $\text{NH}_3\text{-N}$
	Skupni amoniak: 0,05 - 1,50 mg/L $\text{NH}_3\text{-N}$ (z največ 0,50 mg/L prostega amoniaka)
	Monokloramin: 0,04 - 4,00 mg/L Cl_2
Parameter:	Skupni & prosti amoniak
	Monokloramin
Platforma:	Chemkeys
Prostornina / velikost paketa:	pk/50