



Kivetni test za KPK za slano vodo, 7 - 70 mg/L O₂

Številka izdelka:

LCK1814

EUR Cena:

Kontakt

Na voljo

Nearno



Kivetni testi LCK: majhne količine reagentov, veliko varnosti.

Merilno območje: 7 - 70 mg/L O₂

Velja za preizkus KPK nizkega razpona v vzorcih vode z visoko koncentracijo klorida do 20,000 mg/L. Brez potrebne nepraktične predobdelave vzorca!

Vnaprej odmerjeni reagenti za največjo možno varnost. Preprosti za uporabo in s fotometričnim vrednotenjem, zapakirani v popolnoma opremljeni škatli.

Natančne in zanesljive vrednosti merenj

Zaprto sistem in majhne količine reagentov zagotavljajo največjo možno varnost uporabnikov

Priročno odmerjanje reagentov brez napak

Oznaka s črtno kodo za samodejno prepoznavo v fotometru

Razlikovanje med testi in merilnimi območji z barvnim kodiranjem

Specifikacije

Ime metode:	Dikromat
Inštrument:	DR3900, DR6000, DR1900
Merilno območje:	7 - 70 mg/L O ₂
Parameter:	KPK
Platforma:	LCK
Pogoji skladiščenja:	15 - 25 °C (zaščiteno pred svetlobo)
Potrebna digestija:	Da
Število testov:	25