



Be Right™



## Kolorimeter Pocket DR300, cink, v škatli

Številka izdelka: LPV445.99.09110

EUR Cena: Kontakt

Na voljo

### Preverjena preteklost. Inovativna prihodnost.

DR300 ohranja zanesljivost kolorimetrov Pocket, hkrati pa zagotavlja najsodobnejšo zmogljivost prenosa podatkov in povezljivosti s sistemom Claros\*. Lažje zbiranje podatkov, odstranitev napak pri vnosu in večja sledljivost.

Reagenti niso vključeni v kompletu in jih je treba kupiti posebej.

\*Povezljivost s sistemom Claros je trenutno na voljo samo v ZDA, Kanadi in Evropi.

### Povezava je vzpostavljena\*

Izbirna povezljivost z uporabo tehnologije Bluetooth omogoča varno prenašanje podatkov meritev v sistem Claros – pametni sistem za obdelavo vode družbe Hach® – s tem odpravi potrebo po ročnem vnašanju, zmanjša število napak in prihrani čas.

### Zanesljivo

Robustna in vodotesna (IP67) zasnova je kos vsem terenskim pogojem (padci, ekstremne temperature, dež in umazanija), hkrati pa zagotavlja večletne zanesljive in točne meritve.

### Enostavno

Enostavno in intuitivno upravljanje zmanjšuje možnost napak pri ročnem vnosu in zagotavlja natančne podatke meritev, ki jim lahko vedno zaupate. Večji zaslon z izboljšano osvetlitvijo ozadja omogoča lažje odčitavanje meritev v vseh pogojih.

---

## Specifikacije

Absorbanca:	0 - 2,5 Abs
Delovni pogoji:	Od 0 do 50 °C, od 0 do 90 % relativne zračne vlažnosti (brez kondenza)
Detektor:	Silikonska fotodioda
Dimenzija (v x š x g):	34 mm x 69 mm x 157 mm
Kompatibilnost kivete:	1 cm (10 mL), 25 mm (10 mL)
Merilna metoda:	Zincon
Merilno območje:	0,02 - 3,00 mg/L Zn
Način premora:	Štiri alkalne baterije AAA; življenjska doba je približno 5000 testov
Ocena ohišja:	IP67, vodoodporno do globine 1 m, 30 minut
Parameter:	Cink
Region:	EU
Širina spektra:	Pasovna širina filtra 15 nm

Teža:	0,25 kg
Valovna dolžina :	600 ± 2 nm
Zapis podatkov:	Zadnjih 50 meritev
Zaslon: LCD (osvetlitev iz ozadja):	LCD-zaslon z osvetlitvijo ozadja

---

## Vsebina paketa

Each DR300 Pocket Colorimeter comes as a ready-to-use kit in a sturdy custom carrying case (4660200), including batteries, sample cells (2427606), manual, and Hach Communication Dongle (LPV446.99.00012). Reagents have to be purchased separately.