



Be Right™



## Kolorimeter & Pocket & DR300, molibden, nizko/visoko merilno območje, v škatli

Številka izdelka: LPV445.99.10110

EUR Cena:

Kontakt

Na voljo

### Preverjena preteklost. Inovativna prihodnost.

DR300 ohranja zanesljivost kolorimetrov & Pocket, hkrati pa zagotavlja najsodobnejšo zmogljivost prenosa podatkov in povezljivosti s sistemom Claros\*. Lažje zbiranje podatkov, odstranitev napak pri vnosu in večja sledljivost.

Reagenti niso vključeni v kompletu in jih je treba kupiti posebej.

\*Povezljivost s sistemom Claros je trenutno na voljo samo v ZDA, Kanadi in Evropi.

### Povezava je vzpostavljena\*

Izbirna povezljivost z uporabo tehnologije Bluetooth omogoča varno prenašanje podatkov meritev v sistem Claros – pametni sistem za obdelavo vode družbe Hach® – s tem odpravi potrebo po ročnem vnašanju, zmanjša število napak in prihrani čas.

### Zanesljivo

Robustna in vodotesna (IP67) zasnova je kos vsem terenskim pogojem (padci, ekstremne temperature, dež in umazanija), hkrati pa zagotavlja večletne zanesljive in točne meritve.

### Enostavno

Enostavno in intuitivno upravljanje zmanjšuje možnost napak pri ročnem vnosu in zagotavlja natančne podatke meritev, ki jim lahko vedno zaupate. Večji zaslon z izboljšano osvetlitvijo ozadja omogoča lažje odčitavanje meritev v vseh pogojih.

---

## Specifikacije

Absorbanca:	0 - 2,5 & Abs
Delovni pogoji:	Od 0 do 50 & °C, od 0 do 90 & % relativne zračne vlažnosti (brez kondenza)
Detektor:	Silikonska fotodioda
Dimenzija (v x š x g):	34 mm x 69 mm x 157 mm
Kompatibilnost kivetve:	1 & cm (10 & mL), 25 & mm (10 & mL)
Merilna metoda:	Ternarni kompleks
Merilno območje:	0,02 - 3,00 & mg/L Mo 0,1 - 12,0 & mg/L Mo
Način premora:	Štiri alkalne baterije AAA; življenjska doba je približno 5000 & testov
Ocena ohišja:	IP67, vodoodporno do globine 1 m, 30 minut
Parameter:	Molibden

Region:	EU
Širina spektra:	Pasovna širina filtra 15&nbsp;nm
Teža:	0,25 kg
Valovna dolžina :	600 ±&nbsp;2&nbsp;nm
Zapis podatkov:	Zadnjih 50&nbsp;meritev
Zaslon: LCD (osvetlitev iz ozadja):	LCD-zaslon z osvetlitvijo ozadja

---

## Vsebina paketa

Vsak žepni kolorimeter DR300 je dobavljen v po meri izdelanem robustnem kovčku kot komplet (4660200), pripravljen za uporabo. Vključene so baterije, vzorčne kivete (2427606) in natisnjena navodila za uporabo. Reagente je treba kupiti posebej.