



Kolorimeter Pocket DR300, monokloramin/prosti amonij, v škatli

Številka izdelka: **LPV445.99.26110**

EUR Cena:

Kontakt

Na voljo

Preverjena preteklost. Točno in hitro.

Instrument DR300 je enako zanesljiv kot preizkušeni žepni kolorimeter Pocket družbe Hach, vendar z bolj uporabnikom prijazno zasnovano.

Reagenti niso vključeni v kompletu in jih je treba kupiti posebej.

Zanesljivo

Družba Hach že od leta 1993 ponuja vrhunske kemikalije in instrumente za kolorimetrijo ter zagotavlja zanesljive in točne meritve.

Enostavno

Enostavno in intuitivno upravljanje zmanjšuje možnost napak pri ročnem vnosu in zagotavlja natančne podatke meritev, ki jim lahko vedno zaupate. Večji zaslon z izboljšano osvetlitvijo ozadja omogoča lažje odčitavanje meritev v vseh pogojih.

Zanesljivost

Trpežna in vodotesna zasnova (IP67) prenese vse razmere na terenu ali na poti (padci, ekstremne temperature, dež in umazanija).

Specifikacije

Absorbanca:	0 - 2,5 mAbs
Delovni pogoji:	Od 0 do 50 °C, od 0 do 90 % relativne zračne vlažnosti (brez kondenza)
Detektor:	Silikonska fotodioda
Dimenzija (v x š x g):	34 mm x 69 mm x 157 mm
Garancija:	24 mesecev
Kompatibilnost kivete:	1 cm (10 mL), 25 mm (10 mL)
Merilna metoda:	Indofenol
Merilno območje:	0,04 - 4,50 mg/L monokloramin kot Cl ₂ 0,02 - 0,50 mg/L prosti amonij kot NH ₃ -N
Način premora:	Štiri alkalne baterije AAA; življenjska doba je približno 5000 testov
Parameter:	Monokloramin/prosti amonij
Posebna značilnost:	V škatli
Širina spektra:	Pasovna širina filtra 15 nm
Teža:	0,25 kg
Valovna dolžina :	655 ± 2 nm

Vsebina paketa:	Vsak žepni kolorimeter DR300 je dobavljen v po meri izdelanem robustnem kovčku kot komplet (4660200), pripravljen za uporabo. Vključene so baterije, vzorčne kivete (2427606) in natisnjena navodila za uporabo. Reagente je treba kupiti posebej.
Zapis podatkov:	Zadnjih 50 meritev
Žarnica:	Svetleča dioda (LED)
Zaščita ohišja:	IP67, vodoodporno do globine 1 m, 30 minut
Zaslon: LCD (osvetlitev iz ozadja):	LCD-zaslon z osvetlitvijo ozadja

Vsebina paketa

Vsak žepni kolorimeter DR300 je dobavljen v po meri izdelanem robustnem kovčku kot komplet (4660200), pripravljen za uporabo. Vključene so baterije, vzorčne kivete (2427606) in natisnjena navodila za uporabo. Reagente je treba kupiti posebej.