



Kivetni test za anamoksko aktivnost, 0 - 1000 mAbs, 25 testov

Številka izdelka:

LCK411.00

Nearno

EUR Cena:

Kontakt

Na voljo



Kivetni testi LCK: majhne količine reagentov, veliko varnosti.

Testni komplet LCK411.00 vključuje škatlo LCK411 (paket/25) in škatlo LCW906 (paket/25).

Za delo z LCK411 potrebujete dodatno opremo, ki jo je treba naročiti ločeno: SM10311841 (filtri za zadržanje delcev 5 - 12 µm, paket/100) in 2187569 (reagent porfirin 2, paket/100).

Izbirna dodatna oprema: SM106404 (lijaki, paket/24), SM212864457 (erlenmajerica z utori, paket/1)

Natančne in zanesljive vrednosti merenj

Zaprto sistem in majhne količine reagentov zagotavljajo največjo možno varnost uporabnikov.

Priročno odmerjanje reagentov brez napak

Oznaka s črtno kodo za samodejno prepoznavo v fotometru

Specifikacije

Ime metode: Fotometometrično zaznavanje hema

Inštrument: DR3900, DR6000, DR1900

Merilno območje: 0 - 1000 mAbs

Parameter: Anamokska aktivnost

Platforma: LCK

Pogoji skladiščenja: 15 - 25 °C

Potrebna digestija: Da

Število testov: 25

Vsebina paketa: Komplet vključuje:

– reagente za 25 testov (LCK411)

– 25 kivet (LCW906)

Potrebna dodatna oprema (ločeno naročilo):

– filtri, za zadržanje delcev 5 - 12 µm, paket/100 (SM10311841)

Vsebina paketa

Komplet vključuje: – reagente za 25 testov (LCK411)– 25 kivet (LCW906)Potrebna dodatna oprema (ločeno naročilo):– filtri, za zadržanje delcev 5 - 12 µm, paket/100 (SM10311841) – reagent porfirin 2, paket/100 (2187569)

Obvezni pripomočki

- Porphyrin 2 Reagent Powder Pillows, 25 mL, pk/100 (Item 2187569)
- Filters, 70 mm, 5 - 12 µm particle retention, pk/100 (Item SM10311841)