



Kivetni test za KPK v slani vodi, 250-1000 mg/L O₂, 25 testov

Številka izdelka:

LCK1914

EUR Cena:

Kontakt

Na voljo

Nearno



Kivetni testi LCK: majhne količine reagentov, veliko varnosti.

Primerno za testiranje KPK v vzorcih vode z visoko koncentracijo klorida do 20.000 mg/L. Brez potrebne nepraktične predobdelave vzorca! Vnaprej odmerjeni reagenti za največjo možno varnost. Preprosti za uporabo in s fotometričnim vrednotenjem, zapakirani v popolnoma opremljeni škatli. Prijazno do okolja zaradi manj kemikalij.

Natančne in zanesljive vrednosti merenj

Zaprto sistem in majhne količine reagentov zagotavljajo največjo možno varnost uporabnikov.

Priročno odmerjanje reagentov brez napak

Oznaka s črtno kodo za samodejno prepoznavo v fotometru

Razlikovanje med testi in merilnimi območji z barvnim kodiranjem

Specifikacije

Ime metode:	Dikromat
Inštrument:	DR3900, DR6000, DR1900
Merilno območje:	250 - 1000 mg/L O ₂
Parameter:	KPK (za vzorce do 20000 mg/L klorida)
Platforma:	LCK
Pogoji skladiščenja:	15 - 25 °C (zaščiteno pred svetlobo)
Potrebna digestija:	Da
Število testov:	25