



Pufrska raztopina za pH, pH 7,00, 1000 mL

Številka izdelka:	2283553
EUR Cena:	Kontakt
Datum pošiljanja ni prikazan	

Kakovostna pufrska raztopina, označena z rumeno za enostavno prepoznavo. Sledljivost po NIST. pH pri 25 °C je $7,00 \pm 0,02$.

Specifikacije

Barva kodirana?:	Da
Koncentracija:	$7,00 \pm 0,02$ pH
Opis:	Pufrska raztopina, (rumena) (NIST)
pH vrednost(i):	$7,00 \pm 0,02$ pH
Platforma:	Raztopina
Prostornina / velikost paketa:	1000 mL