



Reagenti Chemkey za cink (25 v škatli)

Številka izdelka: 9879000

EUR Cena: Kontakt

Datum pošiljanja ni prikazan

Vložek Chemkey za cink za Prenosni vzporedni analizator SL1000

Za določanje vsebnosti cinka po metodi Hach 10313

Manj odstopanj

Zaradi avtomatizacije in notranjega nadzora temperature je celoten postopek dosleden in ponovljiv, pri tem pa se uporabljajo enaki postopki kot po trenutnih metodah družbe Hach. Ne uporabljajte ročnih postopkov, saj lahko pride do odstopanj tudi pri izkušenih izvajalcih testov.

Manj delovnih korakov

Vložek Chemkey vsebuje vse kemikalije in postopke. Ne potrebujete nobenih blazinic ali steklenih vial.

Specifikacije

Inštrument:	SL1000
Merilno območje:	0,10 - 6,0 mg/L Zn
Parameter:	Cink
Prostornina / velikost paketa:	pk/25
Število testov:	25