



Komplet reagentov za prosti klor za analizator klora CL17/CL17sc

Številka izdelka:

2556900-EU

Nearno

EUR Cena:

Kontakt

Na voljo



Razvit za skladnost z najstrožjimi standardi kakovosti

Komplet reagentov za prosti klor se uporablja z analizatorji CL17/CL17sc, pa tudi pri paketnih analiznih metodah. Reagenti Hach so zagotovilo za točne in dosledne rezultate.

Komplet reagentov za prosti klor vsebuje:

- 24-gramsko stekleničko spojine DPD
- 473-mL stekleničko indikatorske raztopine za prosti klor
- 473-mL stekleničko pufrske raztopine prostega klora

Želite poenostaviti naročanje reagentov? Pri zastopniku družbe Hach se pozanimajte o našem preprostem programu samodejnih dostav za reagente Hach CL17 in complete reagentov.

*Izdelek v Združenih državah ni bil ocenjen za merjenje klora in kloramina na zdravstvenem področju.

Specifikacije

Ime metode:	DPD
Inštrument:	CL17/CL17sc
Merilno območje:	0,03 - 5,00 mg/L Cl ₂ za CL17, 0,03 - 10,00 mg/L Cl ₂ za CL17sc
Parameter:	Klor, prosti
Platforma:	Raztopina
Pogoji skladiščenja:	Posode hranite trdno zaprte na suhem, hladnem in dobro prezračenem mestu. Zaščitite pred vlago.
Številka metode:	10059
Število testov:	450
Vsebina paketa:	Spojina DPD, 24 g
	Indikatorska raztopina za prosti klor, 473 mL
	Pufrska raztopina prostega klora, 473 mL

Vsebina paketa

Spojina DPD, 24 gIndikatorska raztopina za prosti klor, 473 mL
Pufrska raztopina prostega klora, 473 mL

Obvezni pripomočki

- Zaščitne rokavice velikosti L, modre, nitril, brez pudra, 50 kosov (Item SM743L)