



Komplet puferskih raztopin, barvno kodiranje, pH 4,01, pH 7,00 in pH 10,01, 500 mL

Številka izdelka: 2947600-EU
EUR Cena: Kontakt
Na voljo

Prihranite pri nakupu 3 paketov pufra pH.

Standardna raztopina pufra pH za umerjanje elektrode za pH. Pakiranje 3 pufrov z barvno oznako pH. pH je $\pm 0,02$ enote pH. 500-mL stekleničke s pH 4,01, 7,00 in 10,01

33-odstotno znižanje stroškov v primerjavi z nakupom ene stekleničke

Specifikacije

Barva kodirana?:	Da
Opis:	Reagent za umerjanje pufra pH
Package settings:	Posoda
pH vrednost(i):	pH 4,01, 7,00 in 10,01 $\pm 0,02$ pri 25 °C
Pogoji skladiščenja:	10 - 25 °C (zaščiteno pred svetlobo)
Prostornina / velikost paketa:	3 paketi 500 mL
Sledljivo po NIST-u:	Da